

# ECG View™ Resting ECG

Sistema de registro electrocardiográfico de 12 derivaciones basado en PC.

## Características



**2000 Hz**  
Resolución  
(Máximo)



Apto para niños  
y neonatos



Impresión full disclosure  
de una derivación.  
Hasta 15 min. por página



Derivaciones



Módulo único,  
dos softwares:  
Electrocardiogramas  
o ergometrías



USB



Cable paciente  
estándar



Firma digital



Software disponible  
en Español/Inglés/  
Francés/Portugués





## Beneficios


Permite realizar monitoreo, registros de corta y larga duración y estudios con electrodo exploratorio.

Cuenta con filtros para mejorar la calidad de la señal que pueden aplicarse durante y/o luego del estudio.

Admite la realización de mediciones automatizadas brindando los ejes cardíacos, segmentos e intervalos del ECG. Permite obtener latidos promediados.



Además sumás puntos en nuestro club de fidelización. Sólo válido en Argentina.



### Reportes y visualización completamente configurables y reportes simples para la realización de estudios rápidos.

Permite exportación de estudios, junto a una aplicación de visualización que permite procesar el mismo en otra PC, facilitando las interconsultas.

Fácil de adaptarse a las necesidades de cada entorno: consultorios particulares, hospitales y medicina laboral.

Para más información:  
Ventas Argentina: [ventas@eccosur.com](mailto:ventas@eccosur.com)  
Ventas Internacionales: [comex@eccosur.com](mailto:comex@eccosur.com)