

ILUMINACIÓN SANITARIA



MIMSAL

2024
DISPOSITIVOS MÉDICOS
CLASE I



LUXIFLEX LED II

Datos Técnicos	(REF. LX2370)
Fuente de luz	LED 8W
Cantidad LEDs	3
Vida útil	50.000 horas
Iluminación a 50 cm	25.000 lux
Temperatura del color	4.000 °K
Rendimiento de color	> 80%
Longitud total	935 mm
Color Conjunto	Blanco

LUXIFLEX LED PLUS II

Datos Técnicos	(REF. LX2370P)
Fuente de luz	LED 12W
Cantidad LEDs	4
Vida útil	50.000 horas
Iluminación a 50 cm	50.000 lux
Temperatura del color	4.500 °K
Rendimiento de color	> 97%
Longitud total	935 mm
Color Conjunto	Blanco



ACCESORIOS



Versión pared
WALL B SUPPORT
REF. B0101800



Versión mordaza AH
AH TABLE CLAMP
REF. B010190



Versión Rail Plus
RAIL PLUS BRACKET
REF. 82026



Versión brazo extensión
EXTENSION ARM
REF. B0101S0



Versión base rodable
TROLLEY STAND
4 kg REF. 09655
8,8 kg REF. 09651

MIMSAL

LUXIFLEX SENSOR II LUXIFLEX SENSOR PLUS II

Luminaria de **reconocimiento**
y **exploración avanzada** LED.

Versiones

Luxiflex SENSOR II
25.000 lux a 50 cm

Luxiflex sensor Plus II
50.000 lux a 50 cm

Luxiflex SENSOR II



Mayor rendimiento

La potente fuente de luz LED ofrece una excepcional calidad de luz y una vida útil de más de 50.000 horas.

La versión Plus II tiene un alto rendimiento de color Ra 97% que describe la excepcional calidad de la luz blanca para una excelente distinción de los tejidos y reproducción de todos los colores visibles, de forma natural y precisa.

Interruptor sensor

Permite encender y apagar la lámpara sin contacto. Con regulador de intensidad (100% - 50% - 0%).

Flexibilidad

Brazo flexible de altura regulable y de gran precisión que permite regular la luminaria en cualquier posición.

Ofrece un amplio alcance y máxima comodidad.

Diseño y manejo

Diseñada con formas limpias y suaves que facilitan su higiene y limpieza en ambientes hospitalarios.

Su compacto cabezal y el interruptor situado en la base de la lámpara, hacen de este modelo una luminaria ideal para las exploraciones más exigentes.

Opciones de montaje

Versión estándar incluye soporte de mordaza AH para mesa.

Como accesorios, ofrecemos una amplia selección de soportes para anclaje a pared, a rail, con brazo de extensión o base rodable.