

MS LED

MS LED PLUS

Luminaria de cirugía menor y exploración avanzada con fuente de luz LED y brazo articulado de gran precisión que permite regular la luminaria en cualquier posición.

La calidad de los materiales empleados en su fabricación la hacen especialmente indicada para un uso intensivo en cirugía y reconocimientos.

Excepcional calidad de luz LED

La potente fuente de luz LED ofrece una excepcional calidad de luz y una vida útil de más de 50.000 horas.

El alto rendimiento de color Ra 97% describe la excepcional calidad de la luz blanca para una excelente distinción de los tejidos y reproducción de todos los colores visibles, de forma natural y precisa.

Versiones

MS LED	25.000 lux a 50 cm Versión On/Off
MS LED PLUS	45.000 lux a 50 cm Versión regulable en intensidad

Diseño ergonómico

La forma circular del cabezal y su empuñadura en la parte inferior facilitan su posicionamiento exacto, cumpliendo con las necesidades ergonómicas para cualquier uso.

Diseñada con formas limpias y suaves que facilitan su higiene y limpieza en ámbitos hospitalarios.

Opciones de montaje

Versión estándar incluye soporte de mordaza AH para mesa.

Como accesorios, ofrecemos una amplia selección de soportes para anclaje a pared, a rail, con brazo de extensión o base rodable.



••••• Versión MS LED Plus.
Regulable en intensidad.

Versión MS LED



MS LED

Datos Técnicos	(Cód. M183500)
Fuente de luz	LED 8W
Lux a 50 centímetros	25.000 lux
Regulador de intensidad	No
Temperatura de color	4.500 °K
Rendimiento de color	> 97%
Vida útil	50.000 horas
Longitud de brazo	90 cm
Color	Blanco

MS LED PLUS

Datos Técnicos	(Cód. M187001)
Fuente de luz	LED 12W
Lux a 50 centímetros	45.000 lux
Regulador de intensidad	Si
Temperatura de color	4.500 °K
Rendimiento de color	> 97%
Vida útil	50.000 horas
Longitud de brazo	90 cm
Color	Blanco



Versión pared
Cód. B0101800



Versión mordaza AH
Cód. B010190



Versión Rail Plus
Cód. 82026



Versión brazo extensión
Cód. B0101S0

Versión base rodable
8,8 kg Cód. 09651

