

# Flujómetro Peak Flow Metter

## AsmaPLAN

**La forma sencilla y precisa de monitorear el asma**

Vitalograph es un líder mundial. Proveedor de dispositivos de diagnóstico respiratorio, servicios de ensayos clínicos y mantenimiento de equipos médicos de excelente calidad. Con una herencia pionera de excelencia que abarca la mitad del siglo, Vitalograph continúa para hacer contribuciones valiosas a una atención médica eficaz y mejorar la calidad de vida.



### PEF AsmaPlan

- Preciso
- Compacto, liviano y portable
- Robusto y resistente
- Cuenta con una cómoda boquilla integral
- Marcadores de escala de lectura fácil
- Apto para adultos y niños
- Adecuado para el uso multipaciente con boquilla SafeTway
- Cumple con todas las normas de caudal máximo, incluida ISO 23757:2007



## Especificaciones Técnicas

**Tipo de dispositivo:** Flujómetro mecánico de flujo máximo de orificio simple

**Estándar del medidor de flujo máximo:** ISO 23747:2007 (antes EN 13826)

**Estándares de seguridad:** CEI 60601-1:2005

**Estándar de seguridad médica:** Directiva sobre dispositivos médicos 93/42/CEE (modificada)

**Diseñado y fabricado bajo:** ISO 13485:2003, FDA 21CFR820, CDMR

**Rango:** (L/min): 50-800L/min

**Precisión:** Mejor que el 10%

**Repetibilidad:** Mejor que 5% o 10L/min lo que sea mayor

**Variación entre instrumentos:** Mejor que 5 % o 10 l/min, lo que sea mayor

**Intervalos de escala:** 10 l/min por debajo de 700, 20 l/min por encima

**Gráfico de registro diario:** Incluido

**Principio de medición:** Pistón/muelle y puntero móvil

**Respuesta de frecuencia:** Diferencia A/B inferior a 15L/min/15% (Anexo B de la norma ISO 23747:2007)

**Instrucciones de uso:** Hoja de instrucciones multilingüe

**Uso en la clínica:** Certifique la precisión al menos una vez al año utilizando un espirómetro calibrado certificado  
**Uso en el hogar:** Reemplace cada tres años

**Peso neto:** 74g

**Máxima resistencia al flujo:** 0.00384KPa/L/min@ 720L/min

**Almacenamiento:** Temperatura: 0-50 grados Celsius / Humedad relativa: 10%-95%

**Dimensiones:** 150 x 60 x 34 mm (incl. boquilla integral)



**Vitalograph®**  
Your respiratory partner