

LUXIFLEX LED

Luxiflex LED es una luminaria de luz fría, versátil, de diseño compacto, especial para el reconocimiento y examen de grandes prestaciones.

Flexibilidad

Brazo flexible de altura regulable.
Ofrece un amplio alcance, máxima comodidad y flexibilidad.

Diseño compacto

Luxiflex ofrece una gran facilidad de uso, gracias a su compacto cabezal LED de 8 cm de diámetro y al interruptor situado en la base de la lámpara, hacen de este modelo una luminaria ideal para las exploraciones más exigentes.

Opciones de montaje


Versión estándar incluye soporte de mordaza AH para mesa.
Como accesorios, ofrecemos una amplia selección de soportes para anclaje a pared, a rail, con brazo de extensión o base rodable.

Altas prestaciones LED

Luxiflex LED 15.000 lux a 50 centímetros.

LUXIFLEX LED

Datos Técnicos (Cód. I0104AOLED)	
Fuente de luz	LED 6W 15°
Vida útil	50.000 horas
Lux a 50 centímetros	15.000 lux
Temperatura de color	4.500 °K
Rendimiento de color	80%
Longitud total	85 cm
Color	Blanco





Versión pared
Cód. B0101800



Versión mordaza AH
Cód. B010190



Versión Rail Plus
Cód. 82026



Versión brazo extensión
Cód. B0101S0



Versión base rodable
4 kg Cód. 09655
8,8 kg Cód. 09651