

# MS CEILING PLUS

Luminaria de cirugía menor y exploración avanzada, diseñada para ser instalada a techo. Incorpora fuente de luz LED y brazo articulado de gran precisión que permite regular la luminaria en cualquier posición.

La calidad de los materiales empleados en su fabricación la hacen especialmente indicada para un uso intensivo en cirugía y reconocimientos.

## Excepcional calidad de luz LED

La potente fuente de luz LED ofrece una excepcional calidad de luz y una vida útil de más de 50.000 horas.

El alto rendimiento de color Ra 97% describe la excepcional calidad de la luz blanca para una excelente distinción de los tejidos y reproducción de todos los colores visibles, de forma natural y precisa.

## Diseño ergonómico Versiones

La forma circular del cabezal y su empuñadura en la parte inferior facilitan su posicionamiento exacto, cumpliendo con las necesidades ergonómicas para cualquier uso.

Diseñada con formas limpias y suaves que facilitan su higiene y limpieza en ámbitos hospitalarios.

## Soporte a techo

Soporte a techo incluido, diseñado específicamente para la familia MS CEILING.

Altura máxima de instalación a techo de 3 metros.

Versión MS CEILING PLUS no compatible con otros soportes.

## Versión

**MS CEILING PLUS** 45.000 lux a 50 cm  
Versión intensidad regulable



## MS CEILING PLUS

Datos Técnicos		(Cód. M187001C)
Fuente de luz	LED 12W	
Lux a 50 centímetros	45.000 lux	
Regulador de intensidad	Si	
Temperatura de color	4.500 °K	
Rendimiento de color	> 97%	
Vida útil	50.000 horas	
Longitud de brazo	105 cm	
Longitud soporte techo	100 cm máximo	
Color	Blanco	

