

# MS FLEX

Luminaria de cirugía menor y exploración avanzada con fuente de luz LED y brazo flexible de gran precisión que permite regular la luminaria en cualquier posición.

La calidad de los materiales empleados en su fabricación la hacen especialmente indicada para un uso intensivo en cirugía y reconocimientos.

## Excepcional calidad de luz LED

La potente fuente de luz LED ofrece una excepcional calidad de luz y una vida útil de más de 50.000 horas.

El alto rendimiento de color Ra 97% describe la excepcional calidad de la luz blanca para una excelente distinción de los tejidos y reproducción de todos los colores visibles, de forma natural y precisa.

## Diseño ergonómico

La forma circular del cabezal y su empuñadura en la parte inferior facilitan su posicionamiento exacto, cumpliendo con las necesidades ergonómicas para cualquier uso.

Diseñada con formas limpias y suaves que facilitan su higiene y limpieza en ámbitos hospitalarios.

## Opciones de montaje

Versión estándar incluye soporte de mordaza AH para mesa.

Como accesorios, ofrecemos una amplia selección de soportes para anclaje a pared, a rail, con brazo de extensión o base rodable.

## MS FLEX

Datos Técnicos (Cód. M183500FL)	
Fuente de luz	LED 8W
Lux a 50 centímetros	25.000 lux
Regulador de intensidad	No
Temperatura de color	4.500 °K
Rendimiento de color	> 97%
Vida útil	50.000 horas
Longitud de brazo	70 cm
Color	Blanco





**Versión pared**  
Cód. B0101800



**Versión mordaza AH**  
Cód. B010190



**Versión Rail Plus**  
Cód. 82026



**Versión brazo extensión**  
Cód. B010150



**Versión base rodable**  
8,8 kg Cód. 09651

