

MS LED PLUS

MS LED Plus es una luminaria de cirugía menor y exploración avanzada con fuente de luz LED y brazo articulado de gran precisión que permite regular la luminaria en cualquier posición.

La calidad de los materiales empleados en su fabricación la hacen especialmente indicada para un uso intensivo en cirugía y reconocimientos.

Excepcional calidad de luz LED

La potente fuente de luz LED ofrece una excepcional calidad de luz y una vida útil de más de 50.000 horas.

El alto rendimiento de color Ra 97% describe la excepcional calidad de la luz blanca para una excelente distinción de los tejidos y reproducción de todos los colores visibles, de forma natural y precisa.

Diseño ergonómico

La forma circular del cabezal y su empuñadura en la parte inferior facilitan su posicionamiento exacto, cumpliendo con las necesidades ergonómicas para cualquier uso.

Diseñada con formas limpias y suaves que facilitan su higiene y limpieza en ámbitos hospitalarios.

Opciones de montaje

Versión estándar incluye soporte de mordaza AH para mesa.

Como accesorios, ofrecemos una amplia selección de soportes para anclaje a pared, a rail, con brazo de extensión o base rodable.

MS LED PLUS

Datos Técnicos	(Cód. M187001)
Fuente de luz	LED 12W
Lux a 50 centímetros	45.000 lux
Regulador de intensidad	Si
Temperatura de color	4.500 °K
Rendimiento de color	> 97%
Vida útil	50.000 horas
Longitud de brazo	90 cm
Color	Blanco



●..... Regulable en intensidad.



Versión pared
Cód. B0101800



Versión mordaza AH
Cód. B010190



Versión Rail Plus
Cód. 82026



Versión brazo extensión
Cód. B0101S0



Versión base rodable
8,8 kg Cód. 09651

