

Los Frascos autoclavables CA-MI tienen tapa que se cierra con sistema rosca, mango para transporte, anillo en silicona para mejorar el vacío, válvula de desagüe y escala en ml con precisión de 100ml o 200ml. Ideal también para sistema de vacío centralizado y para unidad de aspiración CA-MI. Se presentan en dos tipos de material: policarbonato Makrolon (121°C) o Apec® (143°C).

FRASCOS REUTILIZABLES EN POLYCARBONATE MAKROLON® 2858 – autoclavable hasta max 121°C

	Frasco con: tapa, válvula de desagüe, anillo	Frasco	Tapa con: válvula de desagüe, anillo	Anillo para tapa	Ideal para:
400 ml	RE 210301		RE 210302	RE 210304	EMIVAC
1000 ml	RE 210001/02	RE 210003	RE 210352/01	RE 210354	ASPIRET Serie ASKIR (todos, excepto serie ASKIR C30) Vacío centralizado
2000 ml	RE 210351/01	RE 210353	RE 210352/01	RE 210354	ASPIRET Serie ASKIR Serie HOSPIVAC Vacío centralizado
4000 ml	RE 210006	RE 210007	RE 210008	RE 210306	Serie HOSPIVAC Vacío centralizado
5000 ml	RE 210010	RE 210013	RE 210012	RE 210307	Serie HOSPIVAC Vacío centralizado



FRASCOS REUTILIZABLES EN POLYCARBONATE APEC® 1745 – autoclavable hasta max 143°C

	Frasco con: tapa, válvula de desagüe, anillo	Frasco	Tapa con: válvula de desagüe, anillo	Anillo para tapa	Ideal para:
1000 ml	RE 210009	RE 210002	RE 210352/02	RE 210354	ASPIRET Serie ASKIR (todos, excepto serie ASKIR C30) Vacío centralizado
2000 ml	RE 210351/05	RE 210353/01	RE 210352/02	RE 210354	ASPIRET Serie ASKIR Serie HOSPIVAC Vacío centralizado
5000 ml	RE 210010/01	RE 210013/01	RE 210012/01	RE 210307	Serie HOSPIVAC Vacío centralizado

El sistema FLOVAC® está formado por: bolsa desechable de polietileno herméticamente sellada a la tapa (que lleva incluido filtro antibacteriano e hidrófugo que funciona también como sistema de válvula de desagüe), kit gelificante (opcional), frasco reutilizable con escala graduada en ml (con precisión de 50 ml).

FLOVAC® BOLSAS DESECHABLES Y CONTENEDORES / FRASCOS



	Bolsa con: tapa, filtro	Bolsa con: tapa, filtro, kit gelificante	Contenedor reutilizable	Ideal para:
1000 ml	31848	31858	31843**	ASPIRET Serie ASKIR (todos, excepto serie ASKIR C30)
2000 ml	31846	31855	31841	ASPIRET Serie ASKIR Serie HOSPIVAC
3000 ml	31847	31856	31842	Serie HOSPIVAC

** necesita round spacer adicional SP.0220 solo para la serie Askir.