

LUXIFLEX SENSOR PLUS

Luxiflex Sensor Plus es una luminaria de luz fría, versátil, de diseño compacto. Luxiflex Sensor Plus integra un interruptor contactless. Diseñada especialmente para el reconocimiento y examen de grandes prestaciones.

Flexibilidad

Brazo flexible de altura regulable.
Ofrece un amplio alcance, máxima comodidad y flexibilidad.

Diseño compacto

Luxiflex ofrece una gran facilidad de uso, gracias a su compacto cabezal LED de 8 cm de diámetro y al interruptor contactless situado en la base de la lámpara, hacen de este modelo una luminaria ideal para las exploraciones más exigentes.

Opciones de montaje

Versión estándar incluye soporte de mordaza AH para mesa.
Como accesorios, ofrecemos una amplia selección de soportes para anclaje a pared, a rail, con brazo de extensión o base rodable.

Altas prestaciones LED

Luxiflex Sensor Plus 35.000 lux a 50 centímetros.

Interruptor Sensor

Permite encender y apagar la lámpara sin contacto.



LUXIFLEX PLUS SENSOR

Datos Técnicos (Cód. I0104NLSR)	
Fuente de luz	LED 10W 14°
Vida útil	50.000 horas
Lux a 50 centímetros	35.000 lux
Temperatura de color	4.500 °K
Rendimiento de color	97%
Longitud total	85 cm
Color	Blanco



Interruptor sensor



Versión base rodable
8,8 kg Cód. 09651



Versión pared
Cód. B0101800



Versión mordaza AH
Cód. B010190



Versión Rail Plus
Cód. 82026



Versión brazo extensión
Cód. B0101S0