

MIMLED 1000

Luminaria compacta de cirugía LED de gran rendimiento. MIMLED 1000 ofrece 100.000 lux a 1 metro.

ALTO INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA

El alto rendimiento de color ($R_a > 94\%$) describe la excepcional calidad de la luz blanca para una excelente distinción de los tejidos y reproducción de todos los colores visibles, de forma natural y precisa.

INTENSIDAD REGULABLE

Permite regular la intensidad de la luz a través de:

- El giro de la empuñadura esterilizable.
- Pulsador, situado en el cabezal de la luminaria.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Alta eficiencia energética debido a un menor consumo de energía.

Consumo MIMLED 1000 33W

DISPONIBLE EN 3 OPCIONES DE MONTAJE

- Base rodable.
- Soporte a pared.
- Soporte a techo (hasta 3,10m de altura).



MIMLED 1000

Datos Técnicos

Lux a 1 metro	100.000 lux
Vida útil	50.000 horas
Temperatura de color	4.500 °K
Rendimiento de color	≥ 94%
Diámetro del campo	195 mm
Alimentación	100/230 V - 50/60 Hz
Consumo	33 W



Intensidad regulable mediante el giro de la empuñadura



Versión techo
Cód. ML1000C



Versión pared
Cód. ML1000W



Versión base rodable
Cód. ML1000FL

